



Consejos sobre dispositivos auditivos

Recursos:



[Solución de problemas de alta disponibilidad](#)



[Cuidando la HA](#)



[Retención de audífonos](#)



[Productos de retención CI/BAHA](#)

Tipos de dispositivos: audífonos anclados al hueso (BAHA), implantes cocleares (CI), audífonos (HA). El uso constante de un dispositivo ayudará a que los niños obtengan el mayor beneficio y acceso al sonido.

- **Establezca una rutina:** cree una rutina constante y positiva para ponerse los dispositivos. La coherencia ayuda a su hijo a comprender y anticipar el proceso.
- **Explique en términos simples:** utilice un lenguaje apropiado para su edad para explicarle el proceso a su hijo. Ej: "¡Pongámonos tus 'orejas mágicas' para que puedas escuchar todo hoy!" Utilice un lenguaje divertido o conviértalo en un juego.
- **Sea paciente y positivo:** Al principio, un niño podría resistirse a usar los dispositivos. Los elogios, el estímulo, el refuerzo positivo y una actitud positiva pueden ayudar a reforzar su uso. Ofrezca un juguete o actividad favorita después de colocar los dispositivos. A veces, un niño puede estar más cansado por concentrarse en escuchar atentamente y puede necesitar pequeños descansos para que el proceso siga siendo una experiencia positiva.
- **Involúcrelos:** una vez que pueda, enséñele a su hijo cómo manejar los audífonos de manera segura. Fomente la independencia al ponérselos y quitárselos. Permítales elegir el color de sus moldes y/o dispositivos auditivos.
- **Asegúrese de un ajuste adecuado:** el comportamiento puede ser una indicación del nivel de comodidad, como quitarse o tocar dispositivos. Compruebe si hay signos de irritación o malestar y ajústelo si es necesario. A medida que el niño crece, los moldes de sus oídos pueden aflojarse demasiado. Se sugiere que cuando el tamaño del zapato de un niño cambia, es posible que esté listo para un nuevo molde de oreja. Comuníquese con el audiólogo para programar una cita para fabricar nuevos moldes para los oídos.
- **Busque ayuda profesional:** si algo se rompe, si tiene dificultades o si el niño parece constantemente incómodo, busque el consejo de un audiólogo o un profesional de la salud auditiva. Pueden proporcionar orientación para satisfacer las necesidades del niño.
- **Retención:** La consistencia y garantizar un buen ajuste es clave, pero si es difícil mantenerlos dentro, hay muchos tipos de productos disponibles para ayudar a mantener los dispositivos dentro o encendidos y evitar perderlos.
- **Limpieza y cuidado:** limpie el dispositivo diariamente para eliminar la humedad, la suciedad, el cerumen y los aceites. Utilice herramientas de limpieza especializadas como un palillo para cera, un cepillo, un hilo de cepillo o un bucle. Revise periódicamente los filtros y las rejillas de ventilación para mantener la calidad del sonido. Si corresponde, inspeccione el compartimiento de la batería en busca de acumulación o corrosión y límpielo con un paño seco. Guarde los dispositivos auditivos en un recipiente de secado durante la noche para eliminar la humedad y evitar daños. Para limpiezas exhaustivas, visite a un audiólogo. Utilice este enlace para adaptar los moldes de su hijo: https://www.in.gov/health/cdhhe/files/TipsTricks-Earmold-CutFit_Final.pdf
- **Comprobaciones de sonido:** compruebe la retroalimentación y los sonidos del lenguaje auditivo: /ah/ /oo/ /ee/ /ss/ /sh/ /mm/ de forma regular colocando el dispositivo cerca de su oído o usando un estetoscopio auditivo.
- Recuerde, cada niño es diferente y lo que funciona para un niño puede no funcionar para otro. ¡La clave es ser paciente, positivo y hacer que el proceso sea lo más cómodo y positivo posible para su hijo!