



Tipps für Hörgeräte

Ressourcen:



Problembeseitigung
für Hörgeräte



Pflege und Wartung
von Hörgeräten



Halterungen für
Hörgeräte



CI/BAHA
Halterungen und
Befestigungen
für Hörgeräte

Gerätetypen: Knochenverankerte Hörgeräte (BAHA), Cochlea-Implantate (CI), Hörgeräte (HA). Der dauerhafte Einsatz eines oder mehrerer Geräte bietet Kindern den größten Vorteil und Zugang zu Tönen.

- **Entwickeln Sie eine Routine:** Schaffen Sie eine einheitliche, positive Routine rund um das Anlegen der Geräte. Kontinuität hilft Ihrem Kind, sich besser mit dem Vorgang vertraut zu machen.
- **Erklären Sie alles auf einfache Weise:** Nutzen Sie altersgerechte Sprache, um den Vorgang Ihrem Kind zu erklären! Beispiel: „Ziehen wir deine Zauberrohren an, damit du heute alles hören kannst!“ Nutzen Sie spielerische Sprache oder gestalten Sie das Anlegen spielerisch.
- **Seien Sie geduldig und positiv:** Es kann sein, dass ein Kind sich zuerst gegen die Nutzung von Geräten wehrt. Loben Sie, ermutigen Sie das Kind und bestärken Sie es auf positive Weise, um zu fördern, dass es das Gerät nutzt. Bieten Sie ein Lieblingsspielzeug oder eine Lieblingsaktivität an, nachdem die Geräte angelegt wurden. Es kann für ein Kind ermüdend sein, genau zuhören zu müssen. Daher sind manchmal Pausen notwendig, damit Kinder weiterhin eine positive Erfahrung mit dem Vorgang/Gerät machen. Binden Sie Ihr Kind ein: Sobald Ihr Kind dazu in der Lage ist, bringen Sie ihm bei, wie man sicher mit den Hörgeräten umgeht. Ermutigen Sie Ihr Kind dazu, das Gerät selbstständig anzuziehen und wegzuräumen. Lassen Sie Ihr Kind die Farbe der Ohrteile und/oder Geräte selbst wählen.
- **Sorgen Sie für eine gute Passform:** Bestimmte Verhaltensweisen können darauf hinweisen, dass das Gerät nicht bequem sitzt, z. B. ein Entfernen oder Berühren der Geräte. Achten Sie auf Anzeichen für Unbehagen und passen Sie die Geräte ggf. an. Wenn ein Kind wächst, kann es vorkommen, dass Ohrteile zu locker werden. Eine gute Richtlinie ist es, dass eine neue Schuhgröße auch ein guter Zeitpunkt für ein neues Ohrteil ist. Wenden Sie sich an den Akustiker und vereinbaren Sie einen Termin zur Anfertigung neuer Ohrteile.
- **Suchen Sie professionelle Hilfe:** Wenn etwas kaputtgeht, Sie Probleme mit dem Gerät haben oder es für Ihr Kind unbequem scheint, wenden Sie sich an einen Audiologen oder Hörgeräteakustiker. Diese Experten können helfen, das Gerät an die Bedürfnisse Ihres Kindes anzupassen.
- **Aufbewahrung und Halterungen:** Kontinuierliches Tragen und eine gute Passform sind wichtig, doch wenn es schwierig ist, das Gerät bei sich zu behalten, gibt es viele Produkte, die helfen, Geräte zu befestigen oder zu verhindern, dass sie verloren gehen.
- **Reinigung und Pflege:** Reinigen Sie das Gerät täglich, um Feuchtigkeit, Schmutz, Ohrenschmalz und Fette zu entfernen. Nutzen Sie spezielle Reinigungshilfen wie Ohrenschmalzentferner, Bürsten oder Schlaufen zur Reinigung. Prüfen Sie die Filter und Schlitze regelmäßig, um eine gute Tonqualität zu gewährleisten. Falls zutreffend, überprüfen Sie das Batteriefach auf Schäden oder Verschmutzungen und reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch. Bewahren Sie Hörgeräte über Nacht in einem Trockenbehälter auf, um Feuchtigkeit zu entfernen und Schäden zu vermeiden. Wenden Sie sich für eine gründliche Reinigung an einen Hörgeräteakustiker. Nutzen Sie diesen Link für Tipps zur Anpassung der Ohrteile für Ihr Kind:
https://www.in.gov/health/cdhhe/files/TipsTricks-Earmold-CutFit_Final.pdf
- **Tonprüfungen:** Prüfen Sie das Gerät regelmäßig darauf, ob es die folgenden Töne wiedergibt: /ah/oo/ii/ss/sch/mm/, indem Sie das Gerät nah an Ihr Ohr halten oder ein Hör-Stethoskop nutzen.
- **Denken Sie daran:** Jedes Kind ist anders und hat unterschiedliche Bedürfnisse. Das Wichtigste ist, dass Sie geduldig und positiv sind und den Vorgang für Ihr Kind so angenehm wie möglich gestalten!